




D-LAB 遺伝子診断用検体の採材、送付方法

肥満細胞腫 ITD 変異検査
リンパ腫 クロナリティ検査




スライドケースに入れて
室温で送付して下さい。
(スライドケースはお返しできません)

ジステンパー検査
パルボ検査
バベシア検査
ヘモバルトネラ検査
猫PKD検査




チャック付ポリ袋に入れて
冷蔵で送付

ジステンパー検査
猫PKD検査



ジステンパー検査
パルボ検査



🐾 遺伝子診断 🐾

DNA Diagnostic **D-LAB**

〒004-0062 札幌市厚別区厚別西2条4丁目2-10
TEL: (011) 887-7151 FAX: (011) 887-7152
E-mail: dna@vets-labo.com